

Back Home Scanner V800

**Balení:**

1 kus

Léková forma:

skener

Aktivní látka:**Detail:****Popis:**

skener

Skupina:

Veterinární produkty

Zvíře:

Pes, Kočka, Kůň, Norek, Fretka, Králík, Exotičtí ptáci

Skener po zapnutí vytvoří energetické pole, nalezne signál z mikročipu, jakmile se mikročip objeví v dosahu skeneru.

- má USB a Bluetooth
- přenosný
- zapamatuje si až 1000 ID čísel
- baterie se nabíjí pomocí USB připojení