

Speed cCRP (s analyzátorom biomarkerov Speed Reader)

Veterinární diagnostický test

Pouze pro použití *in vitro*

Fluorescenční imunotest pro kvantitativní měření C-reaktivního proteinu u psů (cCRP) ve vzorcích séra nebo plazmy psů.

Držitel rozhodnutí o schválení a výrobce:

BVT-Virbac

285 Avenue de Rome

83500

La Seyne Sur Mer

Francie

Popis přípravku:

Testovací souprava obsahuje testovací kazety (plastové kazety s membránou z nitrocelulózy se třemi proužky – kontrolním (králičí imunoglobulin IgG) a 2 testovacími (myší anti-cCRP), zkumavky s reagentem (plastové, uzavřené hliníkovým víčkem, 990 µl, PBS/BSA pufr obsahující anti-cCRP protilátky a anti-IgG protilátky s fluorescenční látkou).

Test lze použít *POUZE spolu s analyzátozem biomarketů SPEED READER.*

Popis obalu:

V krabičce jsou uloženy testovací kazety (6 ks), zkumavky s reagentem (6 ks), kapátka (min. 6 ks), pipetové špičky (10 ks), kalibrační čip.

Velikost balení:

6 testů

Cílový druh zvířat:

Psi.

Charakteristika a účel užití:

Fluorescenční test pro kvantitativní měření C-reaktivního proteinu ve vzorcích séra nebo plazmy.

Způsob použití a dávkování:

Viz návod k použití.

Upozornění:

Viz návod k použití.

Doba použitelnosti:

24 měsíců.

Způsob uchovávání:

Při teplotě 2-8 stupňů Celsia.