

Speed Cortisol 6ks (s analyzátorom biomarkerov Speed Reader)

Testovacia súprava obsahuje testovacie kazety (plastové kazety s membránou z nitrocelulózy s dvoma prúžkami - kontrolným (kuracie imunoglobulín IgY protilátky) a testovacím (anti-Cortisol protilátky), skúmavky s reagentom (plastové, uzavreté hliníkovým viečkom, 450µl, Tris-Cl / BSA pufer obsahujúci anti-IgY s fluorescenčnou látkou).

Škatuľka obsahuje: testovacie kazety 6ks, skúmavky s reagentom (6ks), kvapkadla (min. 6ks), pipetovacie špičky (10ks), kalibračný čip.

Použitie len s analyzátorom biomarkerov Speed Reader