

Speed T4 6ks

Testovacia súprava obsahuje testovacie kazety (plastové kazety s membránou z nitrocelulózy s tromi prúžkami - kontrolným (kuracie imunoglobulín IgY protilátky) a 2 testovacími (tyroxín-BSA)), skúmavky s reagentom (plastové, uzavreté hliníkovým viečkom, 450µl, Tris-Cl / BSA pufer obsahujúci anti-IgY protilátky a anti-T4 protilátky, s fluorescenčnou látkou).

Škatuľka obsahuje: testovacie kazety 6ks, skúmavky s reagentom (6ks), kvapkadla (min. 6ks), pipetovacie špičky (10ks), kalibračný čip.

Použitie len s analyzátorom biomarkerov Speed Reader