

scil VetFuge

Vlastnosti

- Bezkomutátorový stejnosměrný motor s dlouhou životností bez údržby
- Uzavřený rotor zajišťuje slabší tření, sníží hlučnost a teplotu
- Uzavřený rotor pro 8 mikrozkušavek
- Digitální displej střídá mezi ukazováním rychlosti a času
- Vysoce efektivní a přesná: až ± 25 ot. /min
- Uzavřený systém řízený mikroprocesorem
- Uzavřený systém se automaticky přizpůsobí zatížení pro dosažení požadovaných otáček
- Funkce nastavení času a rychlosti
- Možnost programování digitálního časovače
- Variabilní rychlost nastavitelná po 100 otáčkách
- Elektronický zámek na víku pro bezpečnost uživatele
- Bezpečnostní pojistka při nerovnováze
- Rychlý „start/stop“ systém pro snížení otáček
- Hladký a tichý chod
- Kompaktní velikost zaručuje, že se vejde i na hustě zaplněnou polici
- Nízkonapěťový přístroj s externím napájecím zdrojem



Technická data

Typ motoru	Bezkomutátorový stejnosměrný motor
Maximální rychlost	6 000 ot./min / 2000 g
Typ rychlosti	Variabilní rychlost do 6000 ot./min
Přesnost rychlosti	± 25 ot. / min
Max. RCF	2000 x g
Velikost	162 x 157 x 116 mm (D x Š x V)
Hmotnost	1,1 kg
Zdroj energie	AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba	15 W