

Biochemický analyzátor v kompaktnom formáte!

Element DC je kompaktné analytické zariadenie na stanovenie biochemických parametrov pre veterinárnu prax, ideálne aj do terénu. Nakonfigurované kazety s až 17 parametrami je možné kombinovať podľa indikácie. S objemom vzorky iba 70 µl lítium-heparínovej plazmy alebo séra dodá Element DC výsledky merania už do 7-10 minút.

Intuitívna navigácia v ponuke nesmierne uľahčuje každodenné použitie a to aj v núdzových situáciách. Element DC tak podporuje presnú a rýchlu internú diagnostiku vo vašej praxi.