

Informace o produktu

EquiChek™- SAA je rychlý semikvantitativní test ke zjištění přítomnosti sérového amyloidu v krvi koně.

Tento významný biomarker zánětu včas upozorňuje na mnoho zdravotních problémů koně.

Testem můžete analyzovat krev bez nutnosti posílat vzorky do laboratoře. Pouze ve dvou jednoduchých krocích zjistíte, zda je v organismu přítomen aktivní zánětlivý stav.

Co je SAA a proč je důležité sledovat jeho koncentraci v krvi?

SAA je protein zvaný sérový amyloid A, který se běžně vyskytuje v krvi koně. U zdravého koně je hladina SAA obecně velmi nízká, ale **výrazně stoupá za přítomnosti zánětlivých procesů**, jako je infekce nebo poškození svalů. V případech, kdy se u zvířete zevně neprojeví příznaky problému a proces probíhá subklinicky, je test nesmírně užitečným pomocníkem k včasnému odhalení zdravotních komplikací.

Při zánětu v těle SAA rychle narůstá a při zotavení zase rychle klesá, takže **EquiChek™-SAA pomáhá monitorovat efektivitu léčby**, například účinnost antibiotik a umožňuje včasnou změnu léčby v případě jejího selhání.

Hladina SAA se mění rychleji než hladina fibrinogenu či počet bílých krvinek, přítomnost problému se tak odhalí dříve než stanovením těchto klasických parametrů.

Kde je možné použít EquiChek™-SAA?

- EquiChek™-SAA lze použít kdekoli, ve stáji nebo venkovním výběhu
- výsledky jsou k dispozici okamžitě, vyhnete se zdržení způsobenému přepravou vzorku do laboratoře
- testování nevyžaduje žádnou složitou přípravu
- při přesunech koně např. na závody můžete mít test s sebou a použít ho kdykoliv to situace bude vyžadovat

Proč používat EquiChek™-SAA?

- protože řada patologických procesů u koní probíhá bez výrazných vnějších symptomů
- zjištění hladiny SAA během veterinární prohlídky je tak důležitým doplňkem zdravotního screeningu každého koně a v současnosti se stává rutinní součástí veterinárního vyšetření
- testování umožňuje nejen odhalit problém, ale především sledovat progresi či ústup onemocnění
- testování je rychlé, snadné a cenově dostupné

Testy jsou schváleny Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Skladování

Celá souprava a její komponenty by měly být skladovány při teplotě 6-25 °C, aby byla zachována uvedená doba použitelnosti. Vyhněte se přímému slunečnímu záření.

Balení

Test EquiChek™-SAA je k dispozici v balení 5 ks a 10 ks.