

Informace o produktu

Průjmová onemocnění jsou jednou z hlavních příčin úhynu telat v prvních týdnech života. V rámci jedné farmy může být postiženo infekcí až 100% mláďat, přičemž ztráty často dosahují až 30%. Navíc telata i po překonání onemocnění trpí následky, jako je zhoršená imunita, náchylnost k onemocněním a nízké přírůstky. To spolu s náklady vynaloženými na léčbu a sanaci výrazně poškozuje ekonomiku farmy. Průjem může být způsoben také dietní chybou, avšak u telat na mléčné výživě převažují infekční příčiny. Často se zde uplatňuje i několik patogenních původců najednou – rotaviry a koronaviry poškozující primárně střevní sliznici, bakterie E. Coli a C.perfringens, které zvyšují vylučování vody ze střeva, a dále se mohou objevit cryptosporidie (samostatně nebo v kombinaci s jinými původci).

Pro určení a nasazení správné léčby je nezbytné mít přehled o tom, které patogeny onemocnění způsobily.

Test Fassisi BoDia odhalí původce onemocnění během několika minut přímo ve stáji, což umožní rychlé zavedení cílené terapie.

	Citlivost	Specifická	TTP
			97,50 %
Rotavirus	97,06 %	97,83 %	97,50 %
Coronavirus	90,91 %	98,55 %	
E. coli K99	88,88 %	99,99 %	98,89 %
C. parvum	95,00 %	97,50 %	96,25 %
C. perfringens	93,33 %	99,00 %	96,88 %

TTP: Celkový výkon testu

Skladování

Skladování při pokojové teplotě 2-30 °C.

Balení

Sada 5-ti kusů samostatných testů

velikost balení 13 x 8,5 x 10,5 cm

váha balení: 155 g