

Informace o produktu

Fassisi FeLFIV test je rychlý imunochromatografický test, který detekuje jak vnitřní tělesný protein viru kočičí leukémie (p27), tak protilátky proti proteinům p24 a gp41 asociovaným s FIV v plné krvi, séru a plazmě. Test má velmi vysokou specifitu, takže falešně pozitivní výsledky lze téměř vyloučit a lze s velkou jistotou předpokládat, že v případě pozitivního výsledku je přítomna infekce.

- vysoká citlivost a specifita
- výsledek do 10 minut
- paralelní testování obou parametrů v séru, plazmě a plné krvi
- jednoduché provedení testu

	Citlivost	Specifita	TTP
FeLV	94,59 %	99,99 %	98,00 %
FIV	91,67 %	97,83 %	94,68 %

TTP: Celkový výkon testu

Skladování

při pokojové teplotě

Balení

10 kusů