

Kontrolní roztok AlphaTrak 3 obsahuje pevné množství glukózy a měl by být použit k provedení testu kontrolního roztoku pomocí glukometru AlphaTrak 3.

Každá krabička obsahuje 2 4ml lahvičky kontrolního roztoku.

S glukometrem AlphaTrak 3 používejte pouze kontrolní roztok AlphaTrak 3.

Rozsah kontrolního roztoku nekoreluje s hladinou glukózy v krvi zvířete.

Nepoužívejte toto rozmezí při testování glukózy v krvi u vašeho domácího mazlíčka