

scilVet **ABC Plus**

hematologický analyzátor

- Rychlý 4-dílný diferenciál bílých krvinek pro 8 druhů zvířat
- Výsledek 18 parametrů z 10 µl EDTA krve již do 1 minuty
- Impedanční systém – ověřená technologie měření
- Velká 12" dotyková obrazovka – jednoduchá obsluha
- Vše v jednom – spotřební materiál včetně odpadu v jednom balení
- Efektivní provoz, cena jednotlivého vzorku se snižuje při větším počtu vyšetření
- Formy pořízení – Prodej s prodlouženou splatností, prodej na splátky nebo pronájem za měsíční paušál

